



Weil man eben
manchmal nicht
anders sein will.

Nostalgy

Trends sind in. Das gilt für Mode, Autos und ganz sicher auch für Fahrräder. Heutzutage wählt man ein Fahrrad nicht nur nach Funktionalität aus, sondern auch nach Ausstrahlung. Wenn Stabilität beim Fahrradfahren ein Problem darstellt, ist ein Zweirad nicht die richtige Entscheidung. Sie wollen aber im derzeitigen Trend mitradeln. Das Nostalgy ist ein modernes Hollandfahrrad, aber dann mit drei Rädern. Sie können also, genau wie Ihre Freunde und Freundinnen, einfach mit dem gleichen Fahrrad fahren, nur auf eine auf Sie abgestimmte Weise. Das Nostalgy ist in jeder Hinsicht ein Hollandfahrrad, der Rahmen, die Farbe, der Lenker, die Beschriftung und natürlich die echte Dingdong Klingel, alles ist vorhanden. Pimpen Sie Ihr Fahrrad mit tollen Fahrradtaschen oder einem Gepäckträger an der Vorderseite. Machen Sie vom Nostalgy Ihr eigenes Trendfahrrad!

Ein gediegenes Holland Dreirad

Das Nostalgy ist ein richtiges Dreirad, das speziell für Personen konzipiert ist, die beim Fahrradfahren mehr Stabilität benötigen, jedoch mit der Ausstrahlung eines normalen Fahrrads. Der Rahmen ist gediegen und sehr stabil. Um Rostbildung zu verhindern, wurde der Rahmen zuerst mit Rostschutz behandelt und danach mit einer stoß- und wetterfesten Schicht Epoxylack versehen. Das Nostalgy besitzt ein Differential in der Hinterachse, wodurch enge Kurven sowohl links- als rechtsherum ganz einfach gefahren werden können. Der moderne Kettenkasten ist größtenteils geschlossen, wodurch die Fahrradkette sicher und gut geschützt ist. Das Fahrrad ist zusätzlich mit der allerneuesten Technik auf Beleuchtungsgebiet versehen. Sowohl der Retro-Scheinwerfer als auch das klassische Rücklicht sind batteriebetrieben und mit wartungsfreundlicher LED Technik ausgerüstet. Kurz gesagt: Das Nostalgy wurde für jahrelangen Fahrspaß gebaut!

Nostalg

Elektrohilfe

Das Modell Nostalg ist mit einer Tretunterstützung erhältlich. Diese Antriebshilfe erleichtert das Treten, was dadurch weniger anstrengend ist. Die Tretunterstützung ist standardmäßig mit einer Anfahrhilfe ausgestattet, sodass Sie leichter wegfahren können, und hat 3 Unterstützungsniveaus. Diese kann man vom übersichtlichen Display ablesen, auf dem ebenfalls das Tempo und der Akkustand angezeigt werden.

Unterstützung

Selbstverständlich kann das Nostalg mit zusätzlicher Unterstützung ausgestattet werden, wie beispielsweise mit Hüftstützen, Rumpfstütze, einer Rückenlehne, Fußhalterung und vielem anderen Zubehör.

Besondere Anpassungen

Besondere Anpassungen
Manchmal benötigt man etwas ganz Spezifisches. Huka kann das Nostalg Dreirad mit individuellen

Anpassungen versehen. Ihr spezielles Bedürfnis sehen wir als eine Herausforderung!

Optionen

Genauso wie das Standard Hollandfahrrad kann das Nostalg mit einer Rücktrittbremse ausgestattet werden. Wollen Sie eine (zusätzliche) Feststellbremse? Kein Problem! Wünschen Sie sich eine Gangschaltung? Auch das ist möglich. Sie bestimmen einfach die Optionen, die Sie benötigen. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler.

Farben

Das Nostalg Dreirad wird in Hochglanzschwarz mit goldfarbener Beschriftung geliefert. Nostalg 22 und 24 können auch in der Farbe Creme (RAL 1013) geliefert werden. Eventuelle andere Farben sind in Rücksprache lieferbar.

Ausführung

Das Nostalg ist eine Ausführung der City-Serie.

Technische Daten	Nostalg 22	Nostalg 24	Nostalg 28
Länge in mm	1595	1680	1880
Breite in mm	685	750	750
Gewicht in kg	26,5	27,5	29,5
Kurbellänge in mm	125	150	150
Schritthöhe in mm	680 - 880	720 - 920	820 - 1010
Sattelhöhe über dem Boden in mm	mind. 750	mind. 790	mind. 885
Einstieglänge Rahmen in mm	490	560	620
Einstiegshöhe Rahmen in mm	315	320	350
Lenkerhöhe verstellbar in mm	160	160	160
Lenkerbreite in mm	500	500	500
Höchstlast in kg	90	130	130
Reifengröße vorn in ETRTO	37 - 489	37 - 540	47 - 622
Reifengröße vorn	22 x 1 3/8	24 x 1 3/8	28 x 1 5/8 x 1 3/8
Reifengröße hinten in ETRTO	35 - 406	35 - 406	37 - 540
Reifengröße hinten	20 x 1.3	20 x 1.3	24 x 1 3/8

Huka handelt gemäß der Philosophie einer stetigen Produktentwicklung und – Verbesserung. Dadurch kann ein geliefertes Produkt von den angebotenen Abbildungen abweichen. Abgebildetes Zubehör ist nicht inbegriffen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

huka

