

Weil man manchmal  
nicht anders sein  
will.



## City

Radfahren, eine sportliche und gesunde Beschäftigung. Unterwegs zur Schule oder zur Arbeit, einfach herrlich durch die Stadt radeln oder durch eine schöne Umgebung. Sie wünschen sich ein modernes, sportliches Fahrrad, auch wenn das auf zwei Rädern nicht (mehr) möglich ist. Aber Sie möchten am liebsten nicht mit einem Dreirad auffallen, weil das so ganz anders aussieht als ein normales Fahrrad. Das City ist die perfekte Lösung. Modern und in sportlichem Stil, gediegen und zuverlässig. Wählen Sie eine trendige Farbkombination oder gerade etwas Klassischeres, alles ist möglich. Machen Sie Ihr Fahrrad mit zwei Fahrradtaschen Ihrer Wahl noch funktioneller. Entscheiden Sie sich für einen komfortablen Sattel und einen Sportlenker. Machen Sie das City zu Ihrem eigenen Trendfahrrad!

### Ein sportliches und modernes Dreirad

Das City ist ein richtiges Dreirad, das speziell für Personen entwickelt wurde, die beim Fahrradfahren mehr Stabilität suchen, aber mit der Ausstrahlung eines normalen Stadt- oder Tourenfahrrads. Das Gestell ist gediegen und sehr stabil. Um Rostbildung zu verhindern, wurde das Gestell zuerst rostabweisend behandelt und danach mit einer stoß- und wasserfesten Schicht Ton in Ton Epoxilack versehen. Das City ist in der Hinterachse mit einem Differential versehen, wodurch enge Kurven sowohl linksherum als auch rechtsherum leicht gefahren werden können. Der moderne Kettenkasten ist größtenteils geschlossen, wodurch die Kette sicher und gut geschützt ist. Auf den hierfür eigens konstruierten Gepäckträger passen gebräuchliche Fahrradtaschen. Sogar ein Kindersitz kann montiert werden! Der trendige Scheinwerfer und die sportliche Rückleuchte funktionieren batteriebetrieben und sind mit wartungsfreier LED-Technik versehen. Das City wird standardmäßig mit Trommelbremsen und einem Sicherheitsschloss geliefert. Kurz gesagt: Das City ist für jahrelangen Fahrspaß gebaut!

## Elektrohilfe

Das Modell City ist mit einer Tretunterstützung erhältlich. Diese Antriebshilfe erleichtert das Treten, was dadurch weniger anstrengend ist. Die Tretunterstützung ist standardmäßig mit einer Anfahrhilfe ausgestattet, sodass Sie leichter wegfahren können, und hat 3 Unterstützungsniveaus. Diese kann man vom übersichtlichen Display ablesen, auf dem ebenfalls das Tempo und der Akkustand angezeigt werden.

## Unterstützung

Selbstverständlich kann das City Dreirad mit zusätzlicher Unterstützung ausgestattet werden, wie beispielsweise mit Hüftstützen, Rumpfstütze, einer Rückenlehne, Fußhalterung und vielem anderen Zubehör.

## Besondere Anpassungen

Manchmal benötigt man etwas ganz Spezifisches. Huka kann das City Dreirad mit individuellen Anpassungen versehen. Ihr spezielles Bedürfnis sehen wir als eine Herausforderung!

## Optionen

Das Programm an Optionen und Zubehör ist umfangreich. Wünschen Sie eine Rücktrittbremse, eine Rücktrittautomatik, eine Nabenschaltung mit 8 Gängen (mit der man rückwärtsfahren kann) oder eine Kombination aus allem? Das ist kein Problem für uns! Wollen Sie Ihr Fahrrad mit einem anderen Sattel oder Lenker ausstatten? Auch das ist möglich. Sie bestimmen einfach, welche Optionen und welches Zubehör Sie benötigen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler.

## Farben

Das City Dreirad wird in den nachstehenden Farben geliefert:

- Ton in Ton Weiß / Orange
- Ton in Ton Silber metallic / matt Anthrazit
- Ton in Ton Rot metallic / Silber metallic

Eventuelle abweichende Farben sind auf Wunsch lieferbar.

Technische Daten	City 22"	City 24"
Länge in mm	1595	1680
Breite in mm	685	750
Gewicht in kg	25	27
Kurbellänge in mm	125	150
Schritthöhe in mm	680 - 880	720 - 920
Sattelhöhe über dem Boden in mm	mind. 750	mind. 790
Einstieglänge Rahmen in mm	520	560
Einstiegshöhe Rahmen in mm	305	320
Lenkerhöhe verstellbar in mm	250	250
Lenkerbreite in mm	500	500
Höchstlast in kg	90	130
Reifengröße vorn in ETRTO	37 - 489	37 - 540
Reifengröße vorn	22 x 1 3/8	24 x 1 3/8
Reifengröße hinten in ETRTO	35 - 406	35 - 406
Reifengröße hinten	20 x 1.3	20 x 1.3

Huka handelt gemäß der Philosophie einer stetigen Produktentwicklung und – Verbesserung. Dadurch kann ein geliefertes Produkt von den angebotenen Abbildungen abweichen. Abgebildetes Zubehör ist nicht inbegriffen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

