

## Rollstuhl und Fahrrad zugleich!



## Rollfiets®

Der Rollfiets® ist eine einzigartige Kombination aus einem robusten Fahrrad und einem stabilen und komfortablen Rollstuhl für Kinder. Das bietet die Möglichkeit, gemeinsam zu einem Geschäft, zum Park oder zu Verwandten und Freunden zu radeln, den Rollstuhl abzukuppeln und danach „zu Fuß“ weiterzugehen. Man ist immer zu zweit und das macht es noch angenehmer. Das Fahrradfahren gestaltet sich sehr leicht und dank seiner ausgeklügelten Konstruktion verfügt der Rollfiets® über ausgezeichnete und stabile Fahreigenschaften. Der ergonomisch geformte Schalensitz des Rollstuhls sorgt dafür, dass der Passagier gut, sicher und komfortabel sitzt.

### Qualität und Sicherheit

Der Rollfiets® ist im Basismodell mit drei Gängen ausgestattet. Optional ist eine 8-Gang-Nabenschaltung lieferbar. Damit können Sie immer den passenden Gang wählen. Die speziell für den Rollfiets® entworfenen doppelten Trommelbremsen sorgen für einen kontrollierten und kurzen Bremsweg. Zusätzlich zu den Trommelbremsen verfügt der Rollfiets® über eine Rücktrittbremse. Eine Feststellbremse sorgt dafür, dass Sie sicher auf- und absteigen können. Hinzukommt, dass der Passagier sicher im Rollstuhl Platz nehmen kann. Der Schalensitz aus Kunststoff kann leicht an die Größe des Passagiers angepasst werden und die Neigung der Rückenlehne ist ebenfalls verstellbar. Die Fußstütze des Rollstuhls kann sowohl in der Höhe als auch im Neigungswinkel verstellt werden. Um das Ein- und Aussteigen zu vereinfachen, kann sie zusätzlich zur Seite geklappt werden.

## Elektrohilfe

Das Modell Rollfiets® ist mit einer Tretunterstützung erhältlich. Diese Antriebshilfe erleichtert das Treten, was dadurch weniger anstrengend ist. Die Tretunterstützung ist standardmäßig mit einer Anfahrhilfe ausgestattet, sodass Sie leichter wegfahren können, und hat 3 Unterstützungsniveaus. Diese kann man vom übersichtlichen Display ablesen, auf dem ebenfalls das Tempo und der Akkustand angezeigt werden.

## Zubehör

Als Zubehör können wir eine verstellbare Kopfstütze liefern. Hinzu kommen eventuelle Seitenkissen, um die Sitzbreite anzupassen. Zusätzlich können wir verschiedene Befestigungen liefern, wie eine Sitzhose oder einen 4-Punkte-Sicherheitsgurt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Rollstuhl mit Speichenschützern, Armlehnen oder einer Arbeitsplatte zu versehen,

sowie einem Adapter, auf den eine maßgefertigte Sitzschale montiert werden kann. Bezüglich aller Zubehörteile verweisen wir Sie gerne auf die Größen-/Bestellseite.

## Besondere Anpassungen

Manchmal benötigt man etwas ganz Spezifisches. Huka kann das Trike Dreirad mit individuellen Anpassungen versehen. Ihr spezielles Bedürfnis sehen wir als eine Herausforderung!

## Farben

Der Rollfiets® ist in 3 Metallicfarben erhältlich: Silbergrau-, Rot- oder Blau metallic. Ist Ihre Wunschfarbe nicht dabei? In Rücksprache kann eine bestimmte Farbe geliefert werden. Der Rollfiets® wird einschl. einer gelben Sitzschale und mit blauen Kisseneinlagen geliefert.

### Technische Daten

Fahrradteil		Rollstuhlteil	
Kurbellänge in mm	170	Sitzbreite in mm	450
Schritthöhe in mm	780 - 930	Sitztiefe in mm	400
Sattelhöhe in mm	910 - 1060	Rückenhöhe in mm	550
Lenkerhöhe in mm	810 - 1110	Unterschenkellänge in mm	100 - 550
Einstiegshöhe in mm	390	Höchstlast in kg	100
Einstieglänge in mm	520		
Reifengröße hinten (ETRTO)	26 x 1.75 (47 - 559)	Reifengröße hinten (ETRTO)	26 x 1.75 (47 - 559)
Höchstlast in kg	100	Reifengröße Lenkrollen	200 x 50

  

Gesamte Kombination	
Gesamte Länge in mm	2350
Gesamte Breite in mm	650
Gesamtgewicht in kg	41
Max. Gesamtlast in kg	180

Huka handelt gemäß der Philosophie einer stetigen Produktentwicklung und – Verbesserung. Dadurch kann ein geliefertes Produkt von den angebotenen Abbildungen abweichen. Abgebildetes Zubehör ist nicht inbegriffen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

