



ATA



Bestellformular/Maßblatt/Preisliste 2016

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Januar 2016 und ersetzen alle vorhergehende.
Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk

BESTELLER

Name _____

Firma _____

Straße/Nr. _____

PLZ/ Ort _____

Telefon _____ Fax _____

Huka B.V.
Postfach 194
7570 AD Oldenzaal
Tel: +31 (0)541-572472
Fax: +31 (0)541-520415
sales@huka.nl
www.huka.nl

Art.Nr.	Grundmodell (HV-Nr. 22.51.02.0032)	Preis
26877	ATA Therapie-Dreirad Farbe gelb-rot	1.395
<i>Das ATA ist serienmäßig mit Freilauf, Park- und Handbremsen ausgerüstet. Schloss und Beleuchtung sind Optionen.</i>		

art.nr.	Antriebsmöglichkeiten	Mehrpreis
26964	starrer Antrieb	-
29965	Rücktrittbremse	191
26665	Rücktrittautomat	268
26966	3-Gang-Schaltung	211
26967	3-Gang-Schaltung mit Rücktritt	283
<i>Achtung! Nur eine Wahl möglich!</i>		
26970	Tretkurbelsatz mit kleinerem Kettenrad, Grundübersetzung	94

Art.Nr.	Sättel und Sattelstützen	Mehrpreis
26897	Bananensattel (nicht in Kombination mit T-Sattelstütze)	39
27179	Gelsattel	55
18265	breiter Sattel	55
18266	Mofasattel	79
26988	T-Sattelstütze, nach hinten gerichtet	60
32619	T-Sattelstütze, nach vorne gerichtet	60
26989	T-Sattelstütze, beide Seiten	57
26972	Verlängerte Sattelstütze	-
32060	Gefederte Sattelstütze	117

Art.Nr.	Lenker und Zubehör	Mehrpreis
26961	Rückspiegel	30
26959	Behindertengerechte Glocke	12
32883	Ergonomischer Vorbau	62
27400	Vorbau nach hinten gerichtet	55
26973	Verlängerter Vorbau	-
26958	Extra Lenkereinschlagsbegrenzung	21
26922	Armstütze	129
→	26926 Armstütze mit Fixierung	31
26992	Vertikalgriffe, schwarz	37
26951	Zusatzlenkerbügel, halbrund	95
26954	Rundlenker	137
30376	Rundlenker mit Bügelbremse	361

Art.Nr.	Korb	Mehrpreis
27025	Einkaufskorb, vorne mit Halterung	70

Art.Nr.	weiteres Zubehör	Mehrpreis
26888	Gehstockhalter für 2 Stöcke	93
26883	Gehstockhalter für 1 Stock	84
27026	Schiebestange	65

Art.Nr.	Fußhalterung und Zubehör	Mehrpreis
26994	Ausgleichpedale /Heimtrainerpedale	33
<i>(nicht in Kombination mit Fußhalterung oder Rennhaken)</i>		
32749	Verstellbare Ausgleichsgewichte für Fußhalterung oder Rennhaken L	62
<i>(nicht bei Beinführung)</i>		
32752	Verstellbare Ausgleichsgewichte für Fußhalterung oder Rennhaken R	62
<i>(nicht bei Beinführung)</i>		
28934	Fußhalterung für Beinführung rechts (16 x 6,5 cm)	82
→	26946 Beinführung rechts	67
28925	Fußhalterung für Beinführung links (16 x 6,5 cm)	82
→	28920 Beinführung links	67
26934	Fußhalterung mit Spitzen- und Fersenband (17 x 6 cm) links	75
26935	Fußhalterung mit Spitzen- und Fersenband (17 x 6 cm) rechts	75
26932	Fußfixierung, Riemen (nicht für Fußhalterung)	29
26928	Rennhaken links	21
26931	Rennhaken rechts	21
26975	Kurbelverkürzer links	16
26953	Kurbelverkürzer rechts	16
26976L	feste Kurbel, links	152
26976	feste Kurbel, rechts	152
32789	Rollenzug für Fußhalterung oder Rennhaken	68
26986	Pedal Verlängerung, links	50
26987	Pedal Verlängerung, rechts	50

Art.Nr.	Rumpfbereich	Mehrpreis
26898	Hüftpelotten, verstellbar	245
→	26903 Hüftfixierung (nur in Kombination mit Hüftpelotten)	43
→	26905 Seitenpelotten (nur in Kombination mit Hüftpelotten)	193
→	26910 Rückenlehne (nur in Kombination mit Hüftpelotten)	208
→	26917 Schultergurte (nur mit Rückenlehne)	162
→	26915 Brustfixierung (nur mit Rückenlehne)	43

Art.Nr.	Sonderanfertigungen	Mehrpreis
26882	Abweichende Farbe	173
Farbe: _____		
26963	Schloss auf Vorgabel (Felgenbremse fällt weg)	29
27963A	Schloss auf Schutzblechstütze montiert	50
26578	Schloss mit einhändiger Bedienung	21
26587	Koppelschloss mit einhändiger Bedienung	32
32846	Standlicht vorne und hinten	125
26893	Räder ausgestattet mit dicken Speichen, Aufpreis	82
27324A	Tretkurbelsatz mit kleinerem Kettenrad	103

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Summe _____

MwSt. _____

Summe _____

Datum der Bestellung: _____

Unterschrift/Stempel: _____




ATA



Kennzeichen:

Material Rahmen
Lackierung
Räder
Beleuchtung
Klingel
Schutzbleche
Kettenschutz
Lenker und Sattelstütze
Handgriffe
Sattel
Bremsen
Antrieb (Standard)
Optionen
Garantie

Korrosionsgeschütztes Stahl
Außenqualität Pulverlacke
Aluminium Felge mit galvanisierte Naben und V2A Speichen
Ohne Beleuchtung
Leicht bedienbare Kinderklingel
Kunststoff, schlagfest
Kunststoff, schlagfest
Stahl
Gummi
Kindersattel
Rollerbrake und Felgenbremse vorne und Parkbremse
Freilauf Zwischennabe mit Differenzial in Hinterachse
Siehe Bestellblatt
2 Jahre (Verschleißteile nicht inbegriffen)



Länge in mm (L)	1120
Breite in mm	490
Gewicht in kg.	17
Kurbellänge in mm	100
Schrittlänge in mm	380 – 490
Höhe Sattel – Boden in mm (Z)	min. 450
Einstieglänge in mm	300
Einstiegshöhe in mm (H)	145
Höhenverstellung Lenker in mm	50
Lenkerbreite in mm	490
Maximale Belastung in kg.	40
Reifengröße vorne in ETRTO	47-305
Reifengröße vorne (Zoll)	16 x 1.75
Reifengröße hinten in ETRTO	54-203
Reifengröße hinten (Zoll)	12 x 1.95

Huka BV
Postfach 194
7570 AD Oldenzaal
Niederlande

T. +31 (0) 541 - 572 472
F. +31 (0) 541 - 520 415
sales@huka.nl
www.huka.nl