




Technische Daten Orthros

	Standard Version
Material Rahmen	korrosionsgeschütztes Stahl
Lackierung	Außenqualität Pulverlacke
Farbe ^A	Matt Schwarz(RAL9005) of Weiß Seidenglanz (9016)
Räder	Aluminium Felge mit Naben und V2A Speichen
Reifen	Schwalbe Big Ben Plus (Pannensicher)
Beleuchtung	LED Batterie Beleuchtung vorne und hinten
Klingel ^A	sportliche und leicht bedienbare Klingel
Schutzbleche	Kunststoff, schlagfest
Kettenschutz	Kunststoff, schlagfest, geschlossenes Modell
Lenkervorbau ^A	ergonomisch Verstellbar
Handgriffe	Ergo Griff
Sitze	Kunststoff Sitzschale inkl. Polsterung mit Sitztiefe-Einstellung
Bremsen vorne	Shimano v-brake
Bremsen hinten	hydraulik Scheibenbremse hinten inkl. Parkbremse
Antrieb fahrer ^A	8-Gangschaltung Freilauf mit Differential
Antrieb Beifahrer ^A	Freilauf mit Differential
Schloss	AXA Solid Sicherheitsschloss
Optionen	Siehe Bestellblatt für verschiedene Optionen

	Standard Version
Länge in mm (B)	1980
Breite Hinterräder/ Lenker in mm	1040/1140
Gewicht in kg	78
Kurbellänge in mm (A)	150
Innenbeinlänge Begleitperson/ Patienten in mm	650-850
Sitzhöhe (ab Grund) in mm (C)	min. 660
Sitzbreite in mm pro Seite	450
Sitztiefe in mm pro Seite	380
Rückenhöhe in mm (D)	340
Höhenverstellung Lenker in mm (E)	1050-1200
Maximale Belastung Begleitperson/ Patienten in kg	120/ 120
Maximale Belastung in kg	240
Reifengröße vorne in ETRTO	55-507
Reifengröße vorne in Zoll	24 x 2,15
Reifengröße hinten in ETRTO	55-406
Reifengröße hinten in Zoll	20 x 2,15



Garantie

Auf das Rahmen und den Vorderradgabel bekommst du 5 Jahre Garantie auf Rahmen und Vorderradgabel. Registriere dein Orthros auf www.huka.nl/de/garantie und es gibt die Möglichkeit den Garantie zu verlängern bis 10 Jahre auf dieser Teile. Daneben gibt es 2 Jahre Garantie auf die Batterie und übrige Teile. Ausgenommen sind die Verschleißteile. Weitere Informationen über die Garantiebedingungen ist zu finden auf www.huka.nl/de/garantie.

Möglichkeiten alternativer Teile

Die Orthros ist im Grundausrüstung mit mehrere Standardteilen ausgestattet. Optional sind diese Teile zu ersetzen durch eine Alternative. Die bestimmte Teile sind gekennzeichnet mit einem Symbol hinter dem entsprechenden Teil. Die Alternative Teile finden Sie auf der Preisliste.