




Technische daten Rollfiets

	Standard Version
Material Rahmen	korrosionsgeschütztes Stahl
Lackierung	Außenqualität Pulverlacke
Räder	Aluminium Felge mit V2A Speichen
Reifen	Schwalbe Marathon Plus (Pannensicher)
Beleuchtung	LED Batterie Beleuchtung vorne und hinten
Klingel	sportliche und leicht bedienbare Klingel
Schutzbleche	Kunststoff, schlagfest
Kettenschutz	Kunststoff, schlagfest, geschlossenes Modell
Lenker A	Metall lenker, gefederte Sattelstütze 350 mm
Sattel A	sportliche Gel Sattel, in Höhe Verstellbar
Sattelstütze A	gedeferte Sattelstütze 350 mm
Bremsen	Trommelbremsen vorne, Rücktrittbremse hinten
Antrieb A	3-Gang Schaltung mit Rücktrittbremse
Fahrradteil	Zweibeinständer, gefederte Sattelstütze und Kabelschloss
Vorderteil*	Sitzschale mit Klappbaren Rückenteil
Teilbares Rahmen	Standard mit Verknüpfung
Schloss	AXA Kabelschloss
Optionen	siehe Bestellblatt für verschiedene Optionen

*Inklusive in höhen verstellbaren und wegschwenkbare Fußbrett. Waschbaren Polsterbezug und Beckengurt.

	Fahrradteil	Rollstuhlteil
Länge in mm (H)	2350	
Breite in mm (M)	650	
Gewicht in kg	41	
Maximale Belastung total in kg	180	
Maximale Belastung in kg	100	100
Kurbellänge in mm	170	
Schrittlänge in mm (F) (D)	780-930	
Sattelhöhe - Boden in mm	910-1060	
Einstieglänge in mm	520	
Einstieghöhe in mm	390	
Lenkerhöhe in mm (G)	810-1110	
Sitzbreite in mm (A)	450	
Sitztiefe in mm (B)	400	
Rückenhöhe in mm (C)	550	
Reifengröße in ETRTO	47-559	47-559
Reifengröße in Zoll	26 x 1,75	26 x 1,75
Reifengröße Schwenkräder	200 x 50	



Garantie

Auf das Rahmen und den Vorderradgabel bekommst du 5 Jahre Garantie auf Rahmen und Vorderradgabel. Registriere dein Duet auf www.huka.nl/de/garantie und es gibt die Möglichkeit den Garantie zu verlängern bis 10 Jahre auf dieser Teile. Daneben gibt es 2 Jahre Garantie auf die Batterie und übrige Teile. Ausgenommen sind die Verschleißteile. Weitere Informationen über die Garantiebedingungen ist zu finden auf www.huka.nl/de/garantie.

Möglichkeiten alternativer Teile

Die Duet ist im Grundausrüstung mit mehrere Standardteilen ausgestattet. Optional sind diese Teile zu ersetzen durch eine Alternative. Die bestimmte Teile sind gekennzeichnet mit einem Symbol hinter dem entsprechenden Teil. Die Alternative Teile finden Sie auf der Preisliste.