

The logo for Huka, featuring the word "huka" in a bold, lowercase, sans-serif font. The text is white and is set against a yellow, diamond-shaped background that is tilted at an angle.

Technische daten Pendel

	Standard Version
Material Fahrgestell	korrosionsgeschütztes Stahlrohrrahmen
Verkleidung	GFK Kunststoff
Farbe ^A	lieferbar in 6 Farben (siehe Preisliste)
Radaufhängung Vorderrad	gefedert
Radaufhängung Hinterräder	Gasfeder-Federung luftgefedert
Lenker ^A	stahl, in Höhe Verstellbar
Bremse vorne ^A	mechanische Trommelbremse
Bremsen hinten ^A	hydraulische Trommelbremsen
Elektronik	Sevcon, programmierbar
Batterien	2 x 12 V, 105 Ah
Ladegerät	24 V, 12 Ah
Motor	2200 Watt
Optionen	Siehe Bestellblatt für verschiedene Optionen
Garantie	2 Jahre (Verschleißteile nicht inbegriffen)

	Standard Version
Gesamtlänge in mm	1760
Länge Innenraum in mm	1140
Gesamtbreite in mm (standard/ breite Version)	1000/ 1080
Maximale Breite Rollstuhl in mm (std/ breite version)	720/ 800
Bodenfreiheit in mm	110
Benötigte Umkehrraum in mm (std/ breite version)	2860/ 2900
Wendekreis in mm	3900
Maximale Steigung in Grad	17
Maximale Belastung in kg	125
Gesamtgewicht Pendel, inklusive Batterien in kg	160
Reifengröße vorne	3.00 -10
Reifengröße hinten	3.00 -12
Max. Geschwindigkeit (medizinisches Hilfsmittel) in km/h	15
Reichweite in km	40-60

Unsere Philosophie ist die ständige Produktweiterentwicklung und Verbesserung. Damit dein Huka Fahrrad ausgestattet ist mit die beste Materialien und ein optimales Komfort hat. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Zubehör nicht inbegriffen.