


# huka



## Technische Daten AT-B

	Standard Version
Material Rahmen	Korrosiongeschütztes Stahl
Lackierung	Außenqualität Pulverlacke
Farbe <sup>A</sup>	Blau (RAL5015) oder Rosa (RAL3014)
Räder	Aluminium Felge mit verzinkte Naben und V2A Speichen
Reifen	Schwalbe
Beleuchtung	Standlicht vorne und hinten
Klingel <sup>A</sup>	sportliche und leicht bedienbare Klingel
Schutzbleche	Kunststoff, schlagfest
Kettenschutz	Kunststoff, schlagfest, geschlossenes Modell
Lenker <sup>A</sup>	leicht gebogener
Vorbau <sup>A</sup>	Länge 300 mm, in Höhe verstellbar
Handgriffe	Gummi
Sattel <sup>A</sup>	Kindersattel Selle Royal, in Höhe Verstellbar
Sattelstütze <sup>A</sup>	Aluminium, 350 mm, in Höhe Verstellbar
Bremsen	Rollerbrake vorne und hinten, Parkbremse
Antrieb <sup>A</sup>	Freilauf mit Differenzial in Hinterachse
Schloss	AXA Solid Sicherheitsschloss
Optionen	Siehe Bestellblatt für verschiedene Optionen

	Standard Version
Länge in mm (L)	1360
Breite in mm	625
Gewicht in kg	24
Kurbellänge in mm	110
Schrittlänge in mm (X)	470-650
Höhe Sattel – Boden in mm (Z)	min. 530
Einstieglänge in mm (Y)	340
Einstieghöhe in mm (H)	260
Höhenverstellung Lenker in mm	70
Lenkerbreite in mm	570
Maximale Belastung in kg	60
Reifengröße vorne in ETRTO	47-406
Reifengröße vorne in Zoll	20 x 1,75
Reifengröße hinten in ETRTO	47-305
Reifengröße hinten in Zoll	16 x 1,75



### Garantie

Auf das Rahmen und den Vorderradgabel bekommst du 5 Jahre Garantie auf Rahmen und Vorderradgabel. Registriere dein AT-B auf [www.huka.nl/de/garantie](http://www.huka.nl/de/garantie) und es gibt die Möglichkeit den Garantie zu verlängern bis 10 Jahre auf dieser Teile. Daneben gibt es 2 Jahre Garantie auf die Batterie und übrige Teile. Ausgenommen sind die Verschleißteile. Weitere Informationen über die Garantiebedingungen ist zu finden auf [www.huka.nl/de/garantie](http://www.huka.nl/de/garantie).

### Möglichkeiten alternativer Teile

Die AT-B ist im Grundausrüstung mit mehrere Standardteilen ausgestattet. Optional sind diese Teile zu ersetzen durch eine Alternative. Die bestimmte Teile sind gekennzeichnet mit einem Symbol hinter dem entsprechenden Teil. Die Alternative Teile finden Sie auf der Preisliste.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Zubehör nicht inbegriffen.