

The logo for 'huka' is written in a bold, lowercase, sans-serif font in a dark grey color, set against a bright yellow background that is part of a diagonal banner.A bright yellow circle containing the text 'MACH EINE KOSTENLOSE PROBEFAHRT' in a bold, uppercase, sans-serif font.

DUO FAHRRAD ORTHROS

Das soziale Fahrrad

Gemütlich und unabhängig zusammen raus

Unabhängig, stabil und sicher auf der Straße mit dem Fahrrad? Bist du gerne zusammen unterwegs, aber hast Angst, die Kontrolle über das Fahrrad zu verlieren? Dann ist Orthros genau das Richtige für dich! Dieses Duo-Fahrrad macht es möglich, mobil zu sein und das Radfahren in vollen Zügen zu genießen. Auf dem Orthros sitzen Begleiter und Passagier direkt nebeneinander. Ein nettes Gespräch ist so viel einfacher! Je nach Wunsch werden die Orthros auf deine persönlichen Gegebenheiten zugeschnitten.

Bei uns geht's um dich und deine Bedürfnisse: wir wollen dir eine bessere Welt schaffen. Wir entwickeln und optimieren unsere Fahrräder ständig weiter, damit dein Fahrrad aus den besten Materialien besteht und dir ultimativen Komfort bietet. Der Einstieg auf das Orthros ist superleicht und das Duo-Fahrrad sorgt durch seine geniale Konstruktion für ein angenehmes Fahrgefühl. Das Duo-Rad ist standardmäßig mit einer Feststellbremse, einer einfach zu bedienenden Handbremse, hydraulischen Scheibenbremsen, robuste Big Ben pannensichere Reifen und einem Sicherheitsschloss (AXA solid) ausgestattet.

- ✔ Serienmäßig ausgestattet mit einem drehbaren Beifahrersitz.

- ✔ Es ist möglich, den Beifahrer aktiv, passiv oder gar nicht treten zu lassen.
- ✔ Augenkontakt & ein Gespräch sind so super einfach.
- ✔ Der Lenker ist in Höhe und Winkel verstellbar um eine optimale Sitzposition zu erreichen.

A bright yellow circle containing the text 'NEU! HUSTEN SCHUTZ' in a bold, uppercase, sans-serif font.

Möchten Sie die Risiken begrenzen und in der 1,5-Meter-Gesellschaft sicherer mit dem Duo-fahrrad fahren? Veruchen Sie unsere Hustenschutz um sich gegenseitig zu schützen. Dieses Zubehör minimiert das Risiko, das kleine Feuchtigkeitströpfchen von einer Person auf eine andere übertragen werden. Der Hustenschirm besteht aus starkem Plexiglas und befindet sich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz.

Elektrische Unterstützung

Das Orthros ist mit einem (PAS-vario) Hilfsmotor erhältlich, der das Fahrradfahren erleichtert und es somit weniger ermüdend macht. Diese geräuschlose Pedalunterstützung ist serienmäßig mit einer Anfahrhilfe, drei Fahrgeschwindigkeitseinstellungen und einem übersichtlichen Display ausgestattet.

Support & Maßanfertigung

Neben unseren Extras wie ein stabiles Fußteil, Armlehnen-Set etc. liefern wir auch ganz

individuelle Anpassungen. Wir können das Fahrrad ganz nach deinen Wünschen anpassen. Ihre besonderen Bedürfnisse sind für uns eine Herausforderung!

Zubehör & Optionen

Die Orthros kann mit verschiedenen Zubehörteilen und Optionen erweitert werden. Bevorzugst du ein Lenkrad oder, dass der Beifahrer überhaupt nicht in die Pedale treten muss? Kein Problem, wir setzen deine Ideen in die Tat um! Informiere dich über die Möglichkeiten auf unserer Website

oder bei deinem Anbieter.

Farben

Das Orthros Duo-Rad wird standardmäßig in den folgenden Farben geliefert:

- Matt schwarz (RAL9005)
- Weiß seidenmatt glänzend (RAL9016)

Du möchtest dein Orthros noch persönlicher gestalten? Keine Sorge, das machen wir gerne! Wir können die Orthros in jeder gewünschten RAL-Farbe für dich produzieren!



Die 10 wichtigsten Spezifikationen

Technische Daten	Orthros
Kurbellänge in mm	150
Innenbeinlänge Fahrer in mm	650-850
Innenbeinlänge Beifahrer in mm	650-850
Sitzhöhe (vom Boden) in mm	min. 660
Reifengröße vorne in Zoll / ETRTO	24 x 2,15/ 57-507
Reifengröße hinten in Zoll / ETRTO	20 x 2,15/ 55-406
Maximale Belastung auf der Fahrerseite	120
Maximale Belastung auf der Beifahrerseite	120
Sitzbreite in mm pro Seite	450
Sitztiefe in mm pro Seite	380

Über Huka

Entwickelt in Odenzaal, produzieren wir seit mehr als 40 Jahren Fahrräder, die in der Welt der Fahrradfahrer(innen) einen Unterschied machen. Deine Mobilität, Unabhängigkeit und Freiheit ist unsere Leidenschaft. Mit einem engagierten Team bieten wir eine große Auswahl an innovativen Fahrrädern und anderen Transportmitteln mit Niederländischem Design. Du möchtest mehr über Orthros und unser Sortiment erfahren? Besuche unsere Website!