

The logo for 'huka' is written in a bold, lowercase, sans-serif font in black, set against a bright yellow, diamond-shaped background.A bright yellow circular badge with a black border, containing the text 'MACH EINE KOSTENLOSE PROBEFAHRT' in black, uppercase, sans-serif font.

TANDEM COPILOT

Geeignet für Kinder & Erwachsene

Fahren Sie voraus, für das beste Radfahrerlebnis!

Bist du auf der Suche nach einem Tandem, bei dem der Beifahrer ein tolles Fahrerlebnis auf dem Fahrrad hat und der Fahrer alles unter Kontrolle hat? Erlebe das Copilot Tandem! Es ist die ideale Lösung, wenn du noch Rad fahren willst, aber das nicht (mehr) alleine möglich ist. Das Copilot gibt beiden Radfahrern die Freiheit und Kontrolle, die sie sich wünschen. Das Tandem kann auch an spezifische Vorlieben und Wünsche angepasst werden. Kurz gesagt, mit dem Copilot-Tandem kannst du problemlos zu zweit fahren!

Uns liegen die individuellen Radfahrer am Herzen und wir geben unser Bestes auf eure Bedürfnisse einzugehen. Auf diese Weise innovieren und optimieren wir unsere Fahrräder kontinuierlich, damit dein Fahrrad mit den besten Materialien und optimalem Komfort ausgestattet ist. So sitzt beispielsweise die Begleitperson höher als der Beifahrer, um einen guten Überblick über den Verkehr zu behalten. Darüber hinaus erleichtert das Copilot das Auf- und Absteigen. Die Beleuchtung sorgt dafür, dass du im Dunkeln sehen und gesehen werden kannst.

Das Copilot Tandem ist serienmäßig mit einer niedrigen, leicht bedienbaren Handbremse und einem AXA-Kabelschloss ausgestattet.

- ✔ Erhältlich mit elektrischer Unterstützung.
- ✔ Sowohl die Mit-Lenk-Funktion als auch die Mit-Fahr-Funktion sind für den Beifahrer einstellbar.
- ✔ Erhältlich in zwei Ausführungen: Begleiter-Erwachsener & Begleiter-Kind.
- ✔ Der Begleiter fährt auf der Rückseite des Fahrrads, um eine optimale Sicht auf den Beifahrer zu gewährleisten.
- ✔ 10 Jahre Garantie auf Rahmen und Vorderradgabel.*

*Registrierte dein Huka-Fahrrad einmalig über www.huka.nl/de/garantie und erhalte eine 10-jährige Garantie. Du bekommst eine Standard 5-Jahres-Garantie auf Rahmen und Vorderradgabel.

Elektrische Unterstützung

Das Copilot ist mit einem Hilfsmotor (PAS-Vario) erhältlich. Mit Hilfe dieses Antriebs lässt es sich leichter radeln und somit wird das Fahrradfahren weniger ermüdend. Diese geräuschlose Pedalunterstützung wird serienmäßig mit einer Anfahrhilfe, drei Geschwindigkeitsstufen und einem übersichtlichen Display geliefert.

Unterstützung & spezielle Anpassungen

Zusätzlich zu den von uns angebotenen Unterstützungen wie

Hüftstützen, Rumpfstützen, Fußfixierungen, etc. bieten wir auch maßgefertigte Lösungen an. Dies ermöglicht es uns, spezifische Anpassungen an deinem Fahrrad vorzunehmen.

Zubehör & Optionen

Das Copilot kann mit verschiedenen Zubehör und Optionen erweitert werden. Zum Beispiel mit einem individuellen Sattel, Lenker oder Pedale. Informiere dich über die Möglichkeiten auf unserer Website oder frage bei deinem Händler nach.

Farben

Das Tandem Copilot 24 (Begleiter mit Kind vorne, ab 4 Jahren) ist in den Farben Weiß (RAL9016) und Perldunkelgrau (RAL9023) erhältlich.

Das Copilot 26 Tandem (Begleiter mit Erwachsenen vorne) ist in den Farben Weiß (RAL9016) und Perldunkelgrau (RAL9023) erhältlich.

Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.



Die wichtigsten Spezifikationen

Technische Daten	Copilot 24		Copilot 26	
	vorne	hinten	vorne	hinten
Länge in mm	2470		2580	
Breite total in mm	550	630	650	
Gewicht in kg (total)	29		31	
Kurbellänge in mm	150	170	170	
Schrittlänge in mm in mm	410-790	710-940	560-960	770-930
Höhe Sattel – Boden in mm	640-770	810-990	810-1020	900-1060
Maximale Belastung in kg	180		180	
Reifengröße in ETRTO	47-507	47-507	47-559	47-559
Gangschaltung	8-Gangschaltung Shimano Nexus			

Über Huka

Entwickelt in Odenzaal, produzieren wir seit mehr als 40 Jahren Fahrräder, die in der Welt der Fahrradfahrer(innen) einen Unterschied machen. Deine Mobilität, Unabhängigkeit und Freiheit ist unsere Leidenschaft. Mit einem engagierten Team bieten wir eine große Auswahl an innovativen Fahrrädern und anderen Transportmitteln mit Niederländischem Design. Du möchtest mehr über Copilot und unser Sortiment erfahren? Besuche unsere Website!