

Preisliste/ Bestellformular Copilot 26



Name _____

Firma _____

Straße/ Nr. _____

PLZ/ Ort _____

Telefon _____

Grundausrüstung Copilot 26

Die Copilot 26 wird im Grundausrüstung geliefert mit verschiedene bestimmte Ersatzteile. Diese Ersatzteile sind angegeben mit einem Symbol für das Artikelnummer. Mit dieser Teile wird das Fahrrad abmontiert wenn nicht eine andere Wahl gemacht wird aus der entsprechenden Kategorie. Daneben gibt es Ersatzteile die ausgestattet werden mit einem Standardzusatz. Dieser Ersatzteile sind mit das Symbol nach das Artikelnummer gekennzeichnet. Mit dieses Standardzusatz wird die Option ausgestattet wenn keine Alternative ausgewählt ist. Für die umfassende Umschreibung die Grundoptionen siehe die technische Daten. Hierunter sind daneben auch die weitere Optionen und Zubehör angegeben womit die Copilot 26 ausgestattet werden kann.

	Art.nr.	Grundausrüstung	Preis €
S	426000	Therapeutisches Tandem Copilot 26	3.987
	426031	- Rahmen, Farbe Weiß (RAL9016)	-
	426030	- Rahmen, Farbe Perlmutter-Dunkelgrau (RAL9023)	-
	426039	- Kundenspezifische RAL-Farbe (mit Ausnahme von fluoreszierenden Farben), Aufpreis	213

	Art.nr.	Antriebsoptionen Fahrer	Preis €
S	429800	Ohne Tretunterstützung	-
	426120	S - 8-Gang-Nabenschaltung mit Rücktrittbremse (Shimano Nexus)	-
	426110	- 8-Gang-Nabenschaltung Freilauf (Shimano Nexus)	118
	429802	Tretunterstützung PAS-vario Bafang (Mittreten verpflichtet)*	2.693
	401930	S - Batterie Bafang 43V 450Wh	-
	401932	- Batterie Bafang 43V 750Wh	273
	401927	S - Display Bafang inkl. Bedientasten Monochrome	-
	401963	- Display Bafang inkl. Bedientasten LCD-farben	60

* Inklusief hydraulische Felgenbremsen, Freilauf hinten und 7 Gänge. Achtung! Die Rücktrittbremse entfällt beim elektrischen Antrieb.

	Art.nr.	Antriebsoptionen Beifahrer	Preis €
S	490005	Vordere Pedale mit festem Gang	-
	490001	Vordere Pedale mit Freilauf	276
	490002	Vordere Pedale mit schaltbarem Freilauf	566

	Art.nr.	Lenker Beifahrer	Preis €
S	401424b	Sportlich leicht gebogener Lenker, Schwarz (Körperlänge bis 160 cm)	-
	401417b	V-Modell Lenker, hoch (Körperlänge von 160 cm)	18

	Art.nr.	Lenkervorbau Beifahrer	Preis €
S	409038b	Ergonomischer Lenkervorbau, Länge 180 mm (Körperlänge bis 160 cm)	-
	409039b	Ergonomischer Lenkervorbau, Länge 300 mm (Körperlänge von 160 cm)	51

Den Copilot 26 noch persönlicher machen? Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Juli 2021 und ersetzen alle vorhergehende. Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preisliste/ Bestellformular Copilot 26

Art.nr.	Anderes Lenker Zubehör Beifahrer	Preis €
S 401604b	Fahrradklingel, Standard Schwarz	-
426827b	Fahrradklingel, Typ Decibel	-
432686b	Kindermodell Fahrradklingel	-
426959b	Behinderten Glocke	13

Art.nr.	Sättel Beifahrer	Preis €
S 402860b	Comfort Gel-Sattel, Unisex	-
427175b	Kindermodell Sattel, Selle Royal	-
401637b	Velo Plush Sattel	42
418265b	Breiter Sattel	62
426897b	Bananensattel (nicht geeignet mit Sattelstütze T-Modell)	44
418266b	Mofa-Sattel	90

Art.nr.	Sattelstütze Beifahrer	Preis €
S 409033b	Sattelstütze Aluminium, Länge 350 mm (Schrittlänge 760-960 mm)	-
409041b	Sattelstütze Aluminium, Länge 250 mm (Schrittlänge 610*-810 mm)	-
432059b	Gefederte Sattelstütze, Länge 350 mm (Schrittlänge 760-910 mm)	51
401591b	Sattelstütze T-Modell, Länge 400 mm (Schrittlänge 740-1020 mm)	67
401592b	Sattelstütze T-Modell, Länge 300 mm (Schrittlänge 720-910 mm)	51
490020b	Sattelstütze um 5 cm verringern (Montage am Rahmen) (Schrittlänge 620*-670 mm)	61

*Die angegebene Länge ist in Kombination möglich mit Kurbelverkürzer

Art.nr.	Rumpf Unterstützungen	Preis €
400011	Rückenlehne mit Bauchgurt (in Höhe und Breite verstellbar)*	225
409012	S - Sattelstütze mit Halterung für Rückenlehne**	58
490019	S - Adapter zur Befestigung der Rückenlehne am Rahmen (nicht geeignet mit Bananensattel)	57
400013	Rückenlehne und Lendenwirbelstütze mit Bauchgurt (in Höhe und Breite verstellbar)*	286
409012	S - Sattelstütze mit Halterung für Rückenlehne**	58
490019	S - Adapter zur Befestigung der Rückenlehne am Rahmen (nicht geeignet mit Bananensattel)	57

* Bei Verwendung dieser Halterung muss auch die unten stehende Sattelstütze oder der Adapter bestellt werden.

** Bei Verwendung dieser Sattelstütze wird die normale Sattelstütze aufgehoben. Die erforderliche innere Beinlänge ist bei Verwendung dieser Sattelstütze 5 cm länger.

Art.nr.	Pedale Beifahrer	Preis €
S 401645	Pedalsatz	-
426994	Heimtrainer Pedale (nicht geeignet mit Fußbrett/ Fußstütze), pro Satz	38
426929	Rennhaken, links (Zehenclip)	23
426930	Rennhaken, rechts (Zehenclip)	23

Art.nr.	Fußunterstützung	Preis €
426934	Fußstütze Kunststoff, links mit Spitzen- und Fersenriemen (17 x 6 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	86
426935	Fußstütze Kunststoff, rechts mit Spitzen- und Fersenriemen (17 x 6 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	86
426936	Fußstütze Kunststoff, links mit Spitzen- und Fersenriemen (19 x 7 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	103
426937	Fußstütze Kunststoff, rechts mit Spitzen- und Fersenriemen (19 x 7 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	103
426938	Fußstütze Kunststoff, links mit Spitzen- und Fersenriemen (22 x 8 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	110
426939	Fußstütze Kunststoff, rechts mit Spitzen- und Fersenriemen (22 x 8 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	110
426940	Fußstütze Kunststoff, links mit Spitzen- und Fersenriemen (24 x 9 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	110
426941	Fußstütze Kunststoff, rechts mit Spitzen- und Fersenriemen (24 x 9 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	110
426942	Verstellbares Fußbrett Metall, links unzerbrechlich (anwendbar mit Pedalachsverlängerung)	121
426943	Verstellbares Fußbrett Metall, rechts unzerbrechlich (anwendbar mit Pedalachsverlängerung)	121

Preisliste/ Bestellformular Copilot 26

Art.nr.	Fußunterstützung - nächste Seite	Preis €
426986	Pedalverlängerung, links	57
426987	Pedalverlängerung, rechts	57
432750	Ausgleichsgewicht für Fußbrett/ Vorfußstütze links	89
432751	Ausgleichsgewicht für Fußbrett/ Vorfußstütze, rechts	89
426975	Kurbelverkürzer Satz (reduziert die Schrittlänge um 2,5 cm oder 5 cm)	37

Art.nr.	Lenker Fahrer	Preis €
S 401424h	Sportlich leicht gebogener Lenker, Schwarz	-
401417h	V-Modell Lenker, Lenker	18

Art.nr.	Lenkervorbau Fahrer	Preis €
S 426806	Lenkervorbau, Länge 300 mm	-
406142	Ergonomischer Lenkervorbau mit Schnellspanner	104

Art.nr.	Anderes Lenker Zubehör	Preis €
S 401604h	Fahrradklingel Standard, Schwarz	-
426827h	Fahrradklingel, Typ Decibel	-
426961h	Rückspiegel	35

Art.nr.	Sättel Fahrer	Preis €
S 402860h	Comfort Gel-Sattel, Unisex	-
401637h	Velo Plush Sattel	42
418265h	Breiter Sattel	62
426837h	Damensattel, Leder Ausführung	158
426836h	Herrensattel, Leder Ausführung	158
426830h	Rock-Sattel	44

Art.nr.	Sattelstütze Fahrer	Preis €
S 432059h	Sattelstütze Aluminium, Länge 350 mm (Schrittlänge 770-930 mm)	-
401596h	Sattelstütze Aluminium, Länge 400 mm (Schrittlänge 770-1030 mm)	67
401591h	Sattelstütze T-Modell, Länge 400 mm (Schrittlänge 770-1030 mm)	51

Art.nr.	Stockhalter	Preis €
400130	Stockhalter, zwei Krücken (Einhandbedienung)	138
400131	Stockhalter, eine Krücke (Einhandbedienung)	96

Art.nr.	Sonstige Anpassungen	Preis €
400055	Fahrradcomputer (Geschwindigkeits-, Tageskilometer- und Kilometeranzeige)*	85
400132	Sicherheitschloss AXA Solid	37

*Diese Option ist im Copilot 26 mit elektrischer Unterstützung enthalten.

Datum der Bestellung

Unterschrift/ Stempel

Summe €

Mw. St.

Summe € inkl. MwSt.

Den Copilot 26 noch persönlicher machen? Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Juli 2021 und ersetzen alle vorhergehende. Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

