

# huka




## Technische Daten City, size L

	Standard Version
Material Rahmen	korrosionsgeschütztes Stahl
Lackierung	Außenqualität Pulverlacke
Farbe <sup>A</sup>	hellgrau (RAL7047) oder azurblau (RAL5009)
Räder	Aluminium Felge mit verzinkte Naben und V2A Speichen
Reifen	Schwalbe Marathon Plus (Pannensicher)
Beleuchtung	LED Batterie Beleuchtung vorne und hinten
Klingel <sup>A</sup>	sportliche und leicht bedienbare Klingel, type Decibel
Schutzbleche	Kunststoff, schlagfest
Kettenschutz	Hebie Chainglider
Lenker <sup>A</sup>	leicht gebogener Lenker, ergonomische Lenkervorbau
Handgriffe	Ergo Griff
Sattel <sup>A</sup>	Velo Plush, ergonomisch comfort Sattel
Sattelstütze <sup>A</sup>	Aluminium, 350 mm, in Höhe Verstellbar
Bremsen vorne	Shimano V-Bremse
Bremsen hinten	Hydraulische Scheibenbremse mit Parkbremse
Antrieb <sup>A</sup>	Zwischennabe mit Differenzial in Hinterachse
Schloss	AXA Solid Sicherheitsschloss
Optionen	Siehe Bestellblatt für verschiedene Optionen

	Standard Version
Länge in mm (H)	1675
Breite in mm	785
Gewicht in kg	26
Kurbellänge in mm (A)	170
Schrittlänge in mm (B)*	790-980
Höhe Sattel – Boden in mm (C)	min. 850
Höhe Gepäckträger in mm (G)	610
Einstieglänge in mm (D)	570
Einstiegshöhe in mm (E)	190
Höhenverstellung Lenker in mm (F)	110
Lenkerbreite in mm	640
Maximale Belastung in kg	130
Reifengröße vorne in ETRTO	47-507
Reifengröße vorne in Zoll	24 x 1,75
Reifengröße hinten in ETRTO	47-406
Reifengröße hinten in Zoll	20 x 1,75

\*Bei der Montage der Rückenlehne wird die Innenbeinlänge in der niedrigsten Position um 50 mm erhöht.



### Garantie

Auf das Rahmen und den Vorderradgabel bekommst du 5 Jahre Garantie auf Rahmen und Vorderradgabel. Registriere dein City auf [www.huka.nl/de/garantie](http://www.huka.nl/de/garantie) und es gibt die Möglichkeit den Garantie zu verlängern bis 10 Jahre auf dieser Teile. Daneben gibt es 2 Jahre Garantie auf die Batterie und übrige Teile. Ausgenommen sind die Verschleißteile. Weitere Informationen über die Garantiebedingungen ist zu finden auf [www.huka.nl/de/garantie](http://www.huka.nl/de/garantie).

### Möglichkeiten alternativer Teile

Die City ist im Grundausrüstung mit mehrere Standardteilen ausgestattet. Optional sind diese Teile zu ersetzen durch eine Alternative. Die bestimmte Teile sind gekennzeichnet mit einem Symbol hinter dem entsprechenden Teil. Die Alternative Teile finden Sie auf der Preisliste.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Zubehör nicht inbegriffen.

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541 572 472 [www.huka.nl](http://www.huka.nl)