

Preisliste City



Grundausrüstung City

Die City wird im Grundausrüstung geliefert mit verschiedene bestimmte Ersatzteile. Diese Ersatzteile sind angegeben mit einem S-Symbol für das Artikelnummer. Mit dieser Teile wird das Fahrrad abmontiert wenn nicht eine andere Wahl gemacht wird aus der entsprechenden Kategorie. Für die umfassende Umschreibung die Grundoptionen siehe die technische Daten. Hierunter sind daneben auch die weitere Optionen und Zubehör angegeben womit die City ausgestattet werden kann.

| Art.nr. | Grundausrüstung | Preis € |
|---------|--|---------|
| 401601 | Dreirad City, size M | 2.315 |
| 402621 | - Rahmen M, Farbe Hellgrau (RAL7047) | - |
| 402622 | - Rahmen M, Farbe Blau (RAL5009) | - |
| 402630 | - Kundenspezifische RAL-Farbe (mit Ausnahme von fluoreszierenden Farben), Aufpreis | 232 |
| 401701 | Drierad City, size L | 2.483 |
| 402721 | - Rahmen L, Farbe Hellgrau (RAL7047) | - |
| 402722 | - Rahmen L, Farbe Blau (RAL5009) | - |
| 402730 | - Kundenspezifische RAL-Farbe (mit Ausnahme von fluoreszierenden Farben), Aufpreis | 232 |

| Art.nr. | Antriebsoptionen/ Naben | Preis € |
|-----------------|---|---------|
| S 409400 | Freilauf | - |
| 409401 | Starrer Gang | - |
| 409402 | Rücktrittbremse | 152 |
| 409403 | Rücktrittbremse-Automat | 330 |
| 409404 | 8-Gang-Nabenschaltung Freilauf (Shimano Nexus) | 270 |
| 409405 | 8-Gang-Nabenschaltung mit Rücktrittbremse (Shimano Nexus) | 348 |
| 409406 | 8-Gang-Nabenschaltung mit Rücktrittbremse-Automat (Shimano Nexus) | 525 |
| 409407 | - Griffverschiebung für 8-Gang-Nabenschaltung (Shimano Nexus) | - |
| 409408 | - Daumenschalter für 8-Gang-Nabenschaltung (Shimano Nexus) | 98 |

| Art.nr. | Tretunterstützung | Preis € |
|-----------------|---|---------|
| S 409420 | Ohne Tretunterstützung | - |
| 401901P | Tretunterstützung PAS-vario Bafang 43 Volt (Mittreten verpflichtet) | 2.255 |
| 401902P | Tretunterstützung Bafang 43 Volt 250W Pedelec mit Bewegungssensor | 2.255 |
| 401930 | - Basis Akkupack 450Wh (Reichweite ca. 40-50 km) | - |
| 401932 | - Upgrade Akkupack auf 750Wh (Reichweite ca. 60-70 km) | 297 |

| Art.nr. | Bremsen | Preis € |
|-----------------|--|---------|
| S 406253 | Hydraulik Scheibenbremsen hinten, rechts | - |
| 406251 | Hydraulik Scheibenbremsen hinten, links | 109 |
| 406153 | Extra Feststellbremse mit Hebel | 58 |

| Art.nr. | Lenker | Preis € |
|-----------------|--|---------|
| S 401424 | Sportlich leicht gebogener Lenker, Schwarz | - |
| 409205 | Lenker-Schmetterlingsmodell | 71 |

Den City noch persönlicher machen? Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Januar 2023 und ersetzen alle vorhergehende. Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Preisliste City

| Art.nr. | Lenkervorbau | Preis € |
|-----------------|---|---------|
| S 409039 | Ergonomischer Lenkervorbau | - |
| 407120 | Ergonomischer Lenkervorbau mit Schnellspanner | 108 |

| Art.nr. | Anderes Lenker Zubehör | Preis € |
|-----------------|--|---------|
| S 426827 | Fahrradklingel, Typ Decibel | - |
| 426959 | Behinderten Glocke | 15 |
| 427400 | Nach hinten gerichteter Vorbau (Lenker näher dran) | 68 |
| 426958 | Zusatz-Lenkwinkelbegrenzer | 25 |
| 426960 | Rückspiegel links, verstellbar | 38 |
| 426965 | Rückspiegel rechts, verstellbar | 38 |
| 426924 | Unterarmstütze | 188 |
| 426927 | Unterarmfixierung (anwendbar mit Unterarmstütze) | 39 |
| 426951 | Vertikaler Handgriff, Schwarz | 133 |
| 426992 | Zusatzhakenbügel, halbrund | 47 |

| Art.nr. | Sättel | Preis € |
|-----------------|--|---------|
| S 401637 | Velo Plush Sattel | - |
| 426833 | Damensattel, Kunststoff Ausführung | - |
| 426837 | Damensattel, Leder Ausführung | 125 |
| 426836 | Herrensattel, Leder Ausführung | 125 |
| 427179 | Gel-Sattel | 50 |
| 418265 | Breiter Sattel | 50 |
| 426897 | Bananensattel (nicht geeignet mit Sattelstütze T-Modell) | 49 |
| 418266 | Mofa-Sattel | 65 |

| Art.nr. | Sattelstützen | Preis € |
|-----------------|---|---------|
| S 409033 | Sattelstütze Aluminium, Länge 350 mm | - |
| 432059 | Gefederte Sattelstütze, Länge 350 mm | 35 |
| 401591 | Sattelstütze T-Modell, Länge 400 mm | 73 |
| 401596 | Verlängerte und verstärkte Sattelstütze, Länge 400 mm | 77 |
| 490020 | Halterung an Rahmen für Einkürzung Sattelhöhe | 67 |

| Art.nr. | Rumpf Unterstützungen | Preis € |
|---------|---|---------|
| 409010 | Rückenlehne mit Bauchgurt inkl. Halterung | 309 |
| 409011 | Rückenlehne und Lendenstütze mit Bauchgurt, inkl. Halterung | 425 |

| Art.nr. | Stockhalter | Preis € |
|---------|-----------------------------------|---------|
| 406155 | Stockhalter, doppelt hinten | 114 |
| 406156 | Stockhalter, hinten für ein Stock | 105 |

| Art.nr. | Pedale | Preis € |
|-----------------|---|---------|
| S 401645 | Pedalsatz | - |
| 426994 | Heimtrainer Pedale (nicht geeignet mit Fußbrett/ Fußstütze), pro Satz | 41 |
| 426993 | Große Pedale (7,5 cm tief, 10 cm breit), pro Satz | 21 |
| 426929 | Rennhaken, links (Zehenclip) | 30 |
| 426930 | Rennhaken, rechts (Zehenclip) | 30 |

Den City noch persönlicher machen? Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Januar 2023 und ersetzen alle vorhergehende. Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Preisliste City

| Art.nr. | Fußunterstützung | Preis € |
|---------|--|---------|
| 426938 | Fußstütze Kunststoff, links mit Spitzen- und Fersenriemen (22 x 8 cm) (anwendbar mit Standard Pedale) | 120 |
| 426939 | Fußstütze Kunststoff, rechts mit Spitzen- und Fersenriemen (22 x 8 cm) (anwendbar mit Standard Pedale) | 120 |
| 426940 | Fußstütze Kunststoff, links mit Spitzen- und Fersenriemen (24 x 9 cm) (anwendbar mit Standard Pedale) | 120 |
| 426941 | Fußstütze Kunststoff, rechts mit Spitzen- und Fersenriemen (24 x 9 cm) (anwendbar mit Standard Pedale) | 120 |
| 426986 | Pedalverlängerung, links | 63 |
| 426987 | Pedalverlängerung, rechts | 63 |
| 432750 | Ausgleichsgewicht für Fußbrett/ Vorfußstütze, links (nicht geeignet mit Unterschenkelfixierung) | 98 |
| 432751 | Ausgleichsgewicht für Fußbrett/ Vorfußstütze, rechts (nicht geeignet mit Unterschenkelfixierung) | 98 |
| 426975 | Kurbelverkürzer Satz (reduziert die Schrittlänge um 2,5 cm oder 5 cm) | 93 |
| 428931 | Fußstütze Metall zur Unterschenkelfixierung, links (25 x 9 cm) (anwendbar mit Standard Pedale) | 128 |
| 428923 | Unterschenkelfixierung, links (anwendbar mit dem obigen Artikel) | 93 |
| 428930 | Fußstütze Metall zur Unterschenkelfixierung, rechts (25 x 9 cm) (anwendbar mit Standard Pedale) | 128 |
| 426949 | Unterschenkelfixierung, rechts (anwendbar mit dem obigen Artikel) | 93 |
| 432789 | Rollenzug / Punktuelle Fußkorrektur (für Fußhalterung) | 83 |

| Art.nr. | Körbe & Taschen | Preis € |
|---------|------------------------------------|---------|
| 427025 | Einkaufskorb inkl. Lenkerklemme | 45 |
| 496002 | Doppel-Fahrradtasche Tour, Schwarz | 50 |

| Art.nr. | Sonstige Anpassungen | Preis € |
|---------|--|---------|
| 426578 | Sicherheitschloss (Einhandbedienung, Aufpreis) | 25 |
| 426587 | AXA Kabelschloss (Einhandbedienung) | 20 |
| 401675 | Adaption für Rollatorhalterung | 167 |
| 404424 | Schutzhülle (wasserdicht und atmungsaktiv) | 186 |
| 496055 | Blinker-Satz (hinten montiert) | 35 |

Den City noch persönlicher machen? Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Januar 2023 und ersetzen alle vorhergehende. Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.